



GENERATEUR DE LUMIERE MICRO-ARC

Parfaitement adapté aux utilisations nomades, il ne pèse que 750g pour un volume très réduit et une puissance lumineuse équivalente à un générateur halogène.

GENERATEUR DE LUMIERE MICRO ARC

Réf GLK 024 012 LDX

Puissance 24 Watts Alimentation 12 Volts Alimentation secteur fournie

Lampe micro décharge Température de lumière 5200 K

Réglage d'intensité lumineuse par diaphragme mécanique

Puissance lumineuse équivalente à 150w halogène

Durée de vie de la lampe 250 heures

Poids 0.750 Kg

Encombrement 90 X 70 X 120 mm

LAMPE DE RECHANGE POUR GLK 24

Réf LDK 024

Lampe micro décharge Puissance : 24 Watts

Température de lumière

3200 K

