



GENERATEUR DE LUMIERE XENON

Ce générateur de lumière est utilisé dans le cas où l'observation nécessite une quantité d'éclairage importante.

GENERATEUR DE LUMIERE XENON

Réf : GLK 300 220 LAX

Puissance 300 Watts

Alimentation 220 Volts

Réglage d'intensité lumineuse par diaphragme mécanique

Température de lumière 5600 K

Poids 4.5 Kg

Encombrement 300 x 110 x 310 mm

LAMPE DE RECHANGE XENON

Réf: LAX XC 300 CERFOR

Lampe xénon

Température de lumière 5600 K

Durée de vie de la lampe 1000 heures

